

GeneFinder™ ApoE RealAmp kit (기타 분자유전검사시약 II N2020.02[2])

본 제품은 [체외진단의료기기] 임.

1. 사용목적

사람의 전혈(K2-EDTA, K3-EDTA, Sodium Citrate)에서 추출한 DNA 에서 Apolipoprotein E(ApoE) 112, 158 아미노산을 실시간 중합효소 연쇄반응법(Real-time PCR)으로 정성하여 Apolipoprotein E(ApoE) 유전자형 확인에 도움을 주는 체외진단 의료기기

2. 시약의 명칭 및 구성

본 제품은 체외진단용 시약으로 ApoE RM, ApoE PM, ApoE PC 로 구성된다.
1 kit 당 50 회 테스트가 가능하다.

| 인원번호 | 명칭 | 세부구성 | 외관상 특징 | Cap label color | Volume |
|------|---------|------|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | ApoE RM | 단일구성 | 투명한 담겨있는 액상시약 | 플라스틱 무색 용기에 투명한 | 노란색 1 X 500 µl |
| 2 | ApoE PM | 단일구성 | 약간색 담겨있는 액상시약 | 플라스틱 연파란색 용기에 투명한 | 흰색 1 X 250 µl |
| 3 | ApoE PC | 단일구성 | 투명한 담겨있는 액상시약 | 플라스틱 무색 용기에 투명한 | 붉은색 1 X 50 µl |

사용설명서 1부 (Quick Manual)

3. 사용방법

1) 검체 준비 및 DNA 추출

본 제품에 사용되는 검체는 헤파린(Heparin)을 제외한 항응고제 (K2-EDTA, K3-EDTA, Sodium Citrate)가 포함되어 있는 튜브에 채혈 된 전혈에서 추출한 genomic DNA이다. 혈액 샘플은 반드시 실험실 가이드라인에 따라서 수집해야 한다.

검체 보관

검체(전혈)은 2°C~8°C 에서 냉장 보관하고 3 일 이내의 신선한 혈액에서 DNA 추출해야 하며, -70°C 이하에서 6 개월간 보관이 가능하다. 검체의 불필요한 반복 냉/해동은 동결 침전물 등 DNA 추출에 영향을 미치므로 한번 해동한 검체는 다시 냉동하지 않는다.

추출 장비 및 시약

상용화된 DNA extraction kit 제품을 사용할 것을 권장한다. 본 제품에 사용할 DNA 의 권장 농도는 10-100ng/µl이다.

| 모델명 | 품목허가번호 |
|--------------------------------------|---------------|
| MagNA Pure 24 | 체외수신17-1340호 |
| MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit | 체외수신17-1338호 |
| QIAamp DSP DNA Mini Kit | 서울체외수신14-251호 |

2) 검사 전 준비 과정

(1) 장비의 준비

본 제품에 적용할 수 있는 실시간 유전자 증폭장치는 아래와 같으며, 장비의 매뉴얼을 참고한다.

| 모델명 | 품목허가번호 |
|--|--------------|
| Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR Instrument System | 체외수신12-365호 |
| Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR Instrument System | 체외수신12-468호 |
| CFX96™ Dx Real-Time PCR Detection System | 체외수신10-205호 |
| QuantStudio 5 Dx Real-Time PCR Instrument | 체외수신18-4532호 |

핵산 증폭을 위하여 장비의 PCR 조건을 아래와 같이 설정한다.

| Step | Temperature | Time | Cycle |
|------|-------------|--------|-----------|
| 1 | 96 °C | 5 min | 1 cycle |
| 2 | 96 °C | 25 sec | 5 cycles |
| | 70 °C | 45 sec | |
| | 72 °C | 30 sec | |
| 3 | 96 °C | 25 sec | 30 cycles |
| | 65 °C* | 45 sec | |
| | 72 °C | 30 sec | |

*3 Step 중 두 번째 단계인 65°C에서 data collection ON 을 하도록 선택한다.

(2) 시약의 준비

실험을 실시하기 직전에 ApoE RM, ApoE PM 및 ApoE PC 시약을 상온에서 완전히 녹이고 5 초간 원심 분리하여 실험에 즉시 사용한다.

3) 검사 과정

(1) Master mixture 를 제조하기 위하여 필요한 양만큼의 ApoE RM, ApoE PM 시약을 준비한다.

Note. 1 test 용 준비 시 ApoE RM 10 µl, ApoE PM 5 µl를 혼합한다.

(2) Master mixture 를 잘 혼합한 후 96 well plate 에 15 µl씩 분주한다.

(3) 검사하고자 하는 샘플을 5 µl씩 분주한다.

(4) PCR 과정의 오류를 확인하기 위하여 positive control 5 µl를 분주하고 no template control 로 D.W 5 µl를 분주한다.

(5) Real Time PCR 장비에 넣고 PCR 조건에 따라 증폭 반응을 실시한다.

4) 결과 판정

증폭반응에서 ApoE 유전자에 특이적인 probe 에 의해 방출된 형광 기록 수치는 장비의 소프트웨어에 의해 분석된다.

(1) 반응 완료 후 analysis 를 선택하고, 분석하고자 하는 channel 을 선택한다.

| 채널 (Channel) | 112_T | 112_C | 158_C | 158_T |
|--------------|-------|---------------|-------|-------|
| | FAM | Texas Red/ROX | Cy5 | VIC |

(2) 각 장비 별로 다음과 같은 기준을 적용하여 데이터 분석을 실시한다.

| 장비 | Threshold 설정 | | | | Baseline | 양성 판정 기준(Ct) |
|-------|--------------|--------|-------|-----|----------|--------------|
| | ABI | ABF | QS 5 | CFX | | |
| 112_T | 15,000 | 40,000 | 5,000 | 150 | 6-15 | ≤ 28 |
| 112_C | 6,000 | 15,000 | 2,500 | 100 | | ≤ 30 |
| 158_C | 6,000 | 15,000 | 2,500 | 100 | | ≤ 30 |
| 158_T | 10,000 | 25,000 | 2,500 | 150 | | ≤ 30 |

(3) 장비에서 측정된 샘플의 Ct 값을 확인하고 아래 표를 참조하여 결과를 판독한다.

| Ct 값 | | | | 결과 | 비고 |
|--------------------|-----------------|------------|------------|---------|------------------------|
| 112_T | 112_C | 158_C | 158_T | | |
| ≤ 28 | UD [§] | UD | ≤ 30 | ε2/ε2 | - |
| ≤ 28 | UD | ≤ 30 | ≤ 30 | ε2/ε3 | - |
| ≤ 28 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ε2/ε4 | - |
| ≤ 28 | UD | ≤ 30 | UD | ε3/ε3 | - |
| ≤ 28 | ≤ 30 | ≤ 30 | UD | ε3/ε4 | - |
| UD | ≤ 30 | ≤ 30 | UD | ε4/ε4 | - |
| ≤ 28 or > 28 or UD | ≤ 30 or UD | UD | UD | Invalid | 핵산추출 과정부터 실험을 다시 실시한다. |
| UD | UD | ≤ 30 or UD | ≤ 30 or UD | Invalid | 핵산추출 과정부터 실험을 다시 실시한다. |
| UD | UD | UD | UD | Invalid | 핵산추출 과정부터 실험을 다시 실시한다. |

§, UD.: Undetermined

5) 정도관리

Positive control 및 No template control (Water Ultrapure)을 이용하여 사용방법에 따라서 실험 시 결과가 다음과 같이 측정되어야 한다.

Positive control (ApoE PC, Kit 에 함께 제공됨)

| Ct 값 범위 | 112_T (FAM) | 112_C (Texas Red/ ROX) | 158_C (Cy5) | 158_T (VIC) |
|------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| Positive control | 18±3 | 18±3 | 18±3 | 18±3 |

No Template control (Kit에 포함되지 않음)

| Ct 값 범위 | 112_T (FAM) | 112_C (Texas Red/ROX) | 158_C (Cy5) | 158_T (VIC) |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| No Template control | UD* | UD | UD | UD |

Note: UD*, * Undetermined 약자로 ABI7500, ABI7500 Fast, QuantStudio 5 장비의 display 에서 표기된다. 장비에 따라 증폭하지 않은 값을 표기하는 방식이 다르다.

Note: Bio-Rad CFX96: N/A, Not applicable

4. 성능

| 번호 | 성능 항목 | 결과 |
|----|----------------|---|
| 1 | 분석적 민감도 (LOD) | Reference material 6 종(ε2/ε2, ε2/ε3, ε2/ε4, ε3/ε3, ε3/ε4, ε4/ε4)을 선정하여 150 ng/μL, 100 ng/μL, 50 ng/μL, 10 ng/μL, 5 ng/μL, 1 ng/μL, 의 6 단계 농도로 희석하여 농도별로 24 회 반복 실험하였다. 모든 샘플에서 양성으로 나타나는 구간은 5 ng/μL로 측정되었다. |
| 2 | 분석적 특이도 (교차반응) | Reference material 6 종(ε2/ε2, ε2/ε3, ε2/ε4, ε3/ε3, ε3/ε4, ε4/ε4)과 DNA 바이러스, RNA 바이러스 및 세균을 포함한 21 종을 선정하여 실험하였다. 제품 3 개 로트를 이용하여 시험한 결과 reference material 외 모든 균주나 바이러스 표준물질에서 교차반응이 일어나지 않음을 확인하였다.. |
| 3 | 분석적 특이도 (간섭반응) | 전혈 검체 2 종(ε2/ε3, ε3/ε4)에 내인성 간섭 요인인 Hemoglobin, Bilirubin, Triglycerides 간섭 물질과 외인성 요인인 검체 수집 튜브 구성요소로 K2 EDTA, K3 EDTA, Sodium citrate, Li-heparin 과 Ethanol 로 반복 실험한 결과 Li-heparin plasma 를 제외하고 간섭반응이 없음을 확인하였다. |
| 4 | 정밀도 (반복성) | Reference material 4 종(ε2/ε2, ε2/ε4, ε3/ε3, ε4/ε4)을 선정하여 고농도, 중농도 및 저농도로 1 개 로트에서 20 일간 하루에 2 회씩, 2 회 반복을 실험하였다. 실험 결과 CV 5% 이내로 확인되었으며 100% 양성 검출하여 반복성을 확인하였다. |
| 5 | 정밀도 (재현성) | Reference material 4 종(ε2/ε2, ε2/ε4, ε3/ε3, ε4/ε4)을 선정하여 고농도, 중농도 및 저농도로 제조일이 서로 다른 Lot 간, 검사자간, 시험 장소 간의 재현성을 5 반복 실험하였다. 실험 결과 CV% 5% 이내로 확인되었으며 100% 양성 검출하여 재현성을 확인하였다. |

5. 사용시 주의사항 [경고 및 주의사항]

- 일반적인 주의사항
 - 체외진단용(전문가 사용)으로만 사용하십시오.
 - 동 제품의 포장 내에 포함된 구성품만 사용하십시오.
 - 개봉되었거나 포장에 손상된 제품은 사용하지 마십시오.
 - 제품 박스 등이 손상된 경우 사용하지 말고 구입처에 연락하시기 바랍니다.
 - 제품의 외부 포장에 인쇄된 사용기간이 지난 제품은 사용하지 마십시오.
- 경고사항
 - 모든 환자 검체는 감염성 물질로 간주하여 정해진 실험실 안전 절차에 따라 다루어야 합니다.
 - 모든 인체 유래 물질은 잠재적인 감염성 물질로 간주하여 보편적인 예방조치를 취해야 합니다. 쏟았을 경우, 0.1% v/v 차아염소산나트륨을 이용하거나 또 다른 소독제로 즉시 소독하거나 적절한 현장 절차에 따르십시오.
 - Aerosol-resistant tip 을 사용하고 시약 사용 시 매번 새로운 tip 을 사용하시기 바랍니다.
 - 모든 실험실 소모품 등은 반드시 멸균된 것을 사용하고, 재사용을 금합니다.
 - 검사가 정확히 수행될 수 있도록 제공된 절차 및 지침을 철저히 준수하십시오. 절차 및 지침을 벗어나면 최적의 검사 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
 - 검체 취급 및 과정에서 검체의 교차오염이 적절하게 통제되지 않는다면 위양성 결과가 나올 수 있습니다.
 - 입으로 피펫을 금합니다. 검사실 내에서 식사, 음주, 흡연을 금합니다.

- 검사 시 주의사항
 - 본 제품 구성물은 해동 후 실온에 있는 시간을 최소화(30 분 이내)하며 간단히 볼텍싱 및 원심 분리하여 사용하십시오.
 - 사용 전에 각 시약을 육안으로 살펴보아 누출 여부를 확인하십시오. 만약 누수 되는 곳이 있으면 사용하지 마십시오.
 - 시약이 장비에 유출이 된 경우, 장비설명서에 따라 청소하고 장비표면의 오염을 제거하십시오.
 - 모든 기구 및 장비는 주의 깊게 다루며, 캘리브레이션 등에 대해서는 기구 및 장비설명서를 따르시기 바랍니다.
 - 검체는 전혈에서 추출한 genomic DNA 로 상용화된 추출 제품을 사용할 것을 권장합니다.
 - 헤파린(Heparin)을 제외한 항응고제가 포함된 튜브로 채혈한 전혈에서 추출한 genomic DNA 사용합니다.
- 결과 판정 시 주의사항
 - 본 제품을 사용하여 얻어진 검사 결과만으로 질병의 진단 목적으로 사용하지 마십시오. 의료전문가가 본 검사 결과 및 임상 소견, 다른 임상 결과를 바탕으로 진단해야 합니다.
 - 검체가 부적절하게 채취, 수송 또는 취급된 경우, 검체내 ApoE 농도가 검출한계 미만이거나 또는 검체 내 증폭 억제제가 포함되어 있는 경우 위음성(false negative) 결과가 나올 수 있으니, 음성 결과만으로 ApoE 진단 여부를 배재 할 수 없습니다.
- 제품 폐기 시 주의사항
 - 모든 폐기물은 관련 규정에 따라 처리하십시오.

6. 사용기간

| 연립 번호 | 명칭 | 개봉여부 | 보관조건 | 사용기한 (제조일로부터) | 비고 |
|-------|--------------------------------|------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | ApoE RM [RM: Reaction Mixture] | 미개봉 | -25°C ~ -15°C | 12 개월 | 완제품 |
| | | 개봉 | | 12 개월 | 냉·해동 12 회 |
| 2 | ApoE PM [PM: Probe Mixture] | 미개봉 | -25°C ~ -15°C | 12 개월 | 완제품 |
| | | 개봉 | | 12 개월 | 냉·해동 12 회 |
| 3 | ApoE PC [PC: Positive Control] | 미개봉 | -25°C ~ -15°C | 12 개월 | 완제품 |
| | | 개봉 | | 12 개월 | 냉·해동 12 회 |

• 사용기한은 용기의 외장 또는 박스를 참조하시기 바랍니다.

7. 기호(Symbol)

| | |
|--|---|
| | 체외진단분석기용 시약 (IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE) |
| | 사용설명서 (CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE) |
| | 온도 상하한선 (The upper and lower limits of temperature range) |
| | 경고 (CAUTION) |
| | 사용기한 (USE BY) |
| | 제조자 (MANUFACTURER) |
| | 로트(배치)번호 (BATCH CODE) |

8. 제조번호 및 사용기한: 제품 외장에 표기

제조업자: ㈜오상헬스케어
 14040 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132
 TEL : 031-460-0300 FAX : (031) 460-9933
 http://www.osanghc.com
허가번호: 체외 제인 24-480 호
제품명: GeneFinder™ ApoE RealAmp Kit
모델명: IFMR-89

ISC04505, Rev.2024-09 (02)